

## Vorbereitung zur Installation von AmbulApps

Liebes Praxisteam,

wir bedanken uns herzlich für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und wünschen Ihnen schon jetzt viel Freude bei der Nutzung von AmbulApps. Sie werden schnell feststellen, dass sich Ihre Arbeitsprozesse um ein Vielfaches verkürzen. Ihre Patienten werden es Ihnen danken.

Um einen reibungslosen Ablauf während der Installation zu gewährleisten, sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Bitte prüfen Sie daher sorgfältig die nachfolgend aufgeführten Punkte vor Ihrem Installationstermin.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Ihr Team der CGM

## Checkliste für Ihre Praxis

|    |   |                          |
|----|---|--------------------------|
| 1. | Die selbst erworbenen iPads liegen für den Tag der Installation aufgeladen bereit.  | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Das WLAN-Passwort ist bekannt und die iPads sind mit dem WLAN-Netzwerk verbunden.   | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Eine Apple-ID ist in der Praxis vorhanden.<br><i>Die Einrichtung erfolgt unter <a href="https://account.apple.com/account">https://account.apple.com/account</a></i>  | <input type="checkbox"/> |
| 4. | Ein AmbulApps-Kundenkonto ist eingerichtet.<br><i>Die Registrierung erfolgt unter <a href="https://ca.ambulapps.de/">https://ca.ambulapps.de/</a></i>   | <input type="checkbox"/> |
| 5. | Die App AmbuDOC ist auf dem Behandler-iPad installiert.<br><i>Bitte beziehen Sie die App ausschließlich über den App Store.</i>   | <input type="checkbox"/> |
| 6. | Die App AmbuPRAX ist auf dem Patienten-iPad installiert.<br><i>Bitte beziehen Sie die App ausschließlich über den App Store.</i>  | <input type="checkbox"/> |
| 7. | <b>Bei Beauftragung des Consulting-Pakets:</b> Die gewünschten Dokumente sind aus der Online-Bibliothek ausgewählt und per E-Mail unter Angabe der Praxis-Kontakt Daten an <a href="mailto:ambulapps-formulare@cgm.com">ambulapps-formulare@cgm.com</a> versendet.<br><br><i>Die Online-Bibliothek ist einsehbar unter <a href="https://ca.ambulapps.de/app#/">https://ca.ambulapps.de/app#/</a></i>                            | <input type="checkbox"/> |
| 8. | <b>Bei Nutzung einer Firewall, die nicht durch die CGM verwaltet wird:</b> Es ist sichergestellt, dass zwischen WLAN-Netzwerk und Installationsort in der Firewall ein freigegebener Port konfiguriert ist. Die Kommunikation zwischen den AmbulApps-Anwendungen und dem AIS-Server erfolgt über den Port 1443. Bitte setzen Sie sich bei Unsicherheit zur Klärung und Umsetzung mit Ihrem Netzwerkadministrator in Verbindung. | <input type="checkbox"/> |
|    | Nachfolgende Webseiten sind für die iPads erreichbar:   |                          |
|    | <a href="https://cloud.ambulapps.de/">https://cloud.ambulapps.de/</a>   | <input type="checkbox"/> |
|    | <a href="https://crypt.ambulapps.de/">https://crypt.ambulapps.de/</a>   | <input type="checkbox"/> |
|    | <a href="https://portal.ambulapps.de/">https://portal.ambulapps.de/</a>   | <input type="checkbox"/> |
|    | <a href="https://npm.ambulapps.de/">https://npm.ambulapps.de/</a>   | <input type="checkbox"/> |
| 9. | Die iPads sind mit Schutzfolie und Schutzhüllen vor Beschädigungen geschützt.   | <input type="checkbox"/> |