

Systemvoraussetzungen

JÄNNER 2025

INSTALLATIONS- UND BETRIEBSVORAUSSETZUNGEN

Server oder Client-Server

Microsoft Windows 10 oder 11 Professional (64 bit) inkl. aller Windows Updates

- mindestens 4 CPU Kerne, 16GB RAM und 100 GB freien Festplattenspeicher

Ab dem Einsatz von **5 Arbeitsplätzen** setzen wir einen dedizierten Server mit Microsoft Windows Server 2022 voraus.

Für die Funktion und Installation von Fremd- oder Drittsoftware bitte den jeweiligen Anbieter kontaktieren.

Bitte beachten Sie das Supportende seitens Microsoft für Windows 10 am 14. Oktober 2025.

Arbeitsstationen

Microsoft Windows 10 oder 11 Professional (64bit) inkl. aller Windows Updates

- mindestens 2 CPU Kerne, 8 GB RAM und 20 GB Festplattenspeicher

Textverarbeitung

Für die Textverarbeitung empfehlen wir MS Office Home & Business (32 bit).

Drucker

Wir empfehlen Brother HL 5100DN, DNT, DNNT, MFC-L5700DN oder L5750DW.

Unterstützte Etikettendrucker

TSC TDP-225, Zebra LP 2824PLUS oder ZD410, Bixolon SLP-DX220

Scanner

Twain-kompatibel

Wir empfehlen Scanner Epson Perfection V370, Canon LiDE400, Brother ADS-2400N oder Fujitsu FI 7140 / 7160.

Netzwerk

1 Gbit oder höher

Wir raten vom Einsatz eines WLAN für die Arztsoftware ab.

Internetanschluss

Internetanschluss über Mehrwertdienst im e-card Netz

Datensicherung

Mindestens 2 externe verschlüsselte Medien

Wir empfehlen Datalocker DL4.

Fernwartung

AnyDesk via CGM Remote Server

Virenschutz

CGM ENDPOINT PROTECTION

Monitore

Mindestens 21 Zoll (Mindestauflösung: 1280x1024 Pixel)

Remote Zugriff

CGM MOBILE WORK

Arztsoftware

Wir empfehlen CGM MEDXPRT, CGM PCPO, CGM PRIVATE, CGM MAXX oder INNOMED.

HCS Health Communication Service GmbH

Ricoweg 22 | 2351 Wiener Neudorf | T +43 (0) 2236 8000-600 | F +43 (0) 2236 8000-777

office@hcs.at | [cgm.com/at-hcs](https://www.cgm.com/at-hcs)