

## Wir machen Komplexes einfach


Unsere Integrationslösungen nutzen die in Ihrem Hause vorhandene Netzwerkinfrastruktur für die verschlüsselte Datenübermittlung von Messergebnissen in die digitale Patientenakte im KIS. Die Integration und Administration erfolgt über einen zentralen Server, der via HL7 alle

Messergebnisse zuverlässig synchronisiert. Im gesamten Messprozess können Sie und Ihre Mitarbeitenden sicher sein, dass alle sensiblen Daten korrekt gespeichert werden. Unsere Integrationspezialisten unterstützen Sie bei der Planung, Einrichtung und Anpassung des Systems.



## Professionelles Projektmanagement

### Das seca Integrationsteam begleitet Sie



Wir begleiten Sie durch den gesamten Integrationsprozess. Im ersten Schritt erstellt unser Software-Serviceteam gemeinsam mit Ihnen ein Anforderungsprotokoll, das direkt auf Ihr aktuelles IT-System abgestimmt wird.

- Erstellung einer individuellen Anforderungsspezifikation zur Integrationsleistung
- Projektmanagement (Koordination der einzelnen Fachabteilungen)
- Durchführung einer Risikoanalyse
- Nachrichtenkonvertierung und Workflow-Adaption
- Testen der entwickelten Schnittstelle sowie Erstellung eines Testprotokolls
- Verifizierung und Validierung der entwickelten Schnittstelle
- Erstellung eines Abnahmeprotokolls
- Installation und Konfiguration der seca Messsysteme und Waagen

Änderungen bleiben vorbehalten.

201427602024

seca deutschland  
seca gmbh & co. kg  
Hammer Steindamm 3-25  
22089 Hamburg  
Deutschland

☎ 0800 20 00 005 (DE)  
☎ 00800 20 50 50 50 (AT)  
☎ +49 40 20 00 00 50  
✉ insidesales.de@seca.com

### Wir unterstützen Sie beim Change- Management



- Trainings für das medizinische Personal, die Medizintechnik und die IT, um neue Prozesse schnell zur Routine werden zu lassen
- Regelmäßige Softwarepflege und Wartung, damit die volle Funktionalität des Systems gewährleistet bleibt
- Justierung und Wartung der Messsysteme und Waagen, sowie schnelle Reparatur im Schadenfall

#### Jetzt beraten lassen:

✉ integration.seca.com  
✉ info@seca.com  
+49 40 20 00 00 50  
☎ 0800 20 00 00 5 (DE)  
☎ 00800 20 50 50 50 (AT)

integration.seca.com

seca  
Integrationslösungen

seca  
Präzision für die Gesundheit



# DATENINTEGRATION FÜR MEHR PATIENTEN- SICHERHEIT



Wenn das Leben von Patienten in Ihren Händen liegt, müssen Sie sich auf eine sichere Übertragung von Messwerten verlassen können. Mit den Integrationslösungen von seca stellen Sie sicher, dass Größe und Gewicht immer direkt und fehlerfrei in der digitalen Patientenakte zur Verfügung stehen.


Helping you help.

# MESSWERTE SOFORT IN DER DIGITALEN PATIENTEN- AKTE

Mit den seca Integrationslösungen werden Größe und Gewicht direkt in der digitalen Patientenakte im Krankenhausinformationssystem (KIS) gespeichert. Das Übertragen der Ergebnisse per Hand fällt weg und der Messprozess wird deutlich erleichtert und beschleunigt. So verschaffen wir Ihnen mehr Zeit für Ihre Patienten.



Erfahre mehr über  
Integration im Video



## Keine Chance für Fehler

Besonders bei den jüngsten Patienten ist die korrekte Erfassung des Gewichts ein Muss, um die genaue Dosierung von Medikamenten sicherzustellen. Folgendes Beispiel zeigt den Arbeitsablauf anhand unserer voll integrierbaren Säuglingswaage seca 336 i.

1 —  
Patienten  
identifizieren

2 —  
Gewicht und Größe  
messen

3 —  
Ergebnisse ins KIS  
senden



Die Arbeitsabläufe können nach Ihren Wünschen konfiguriert werden und z.B. auch die Identifikation des Anwenders enthalten. Weitere Informationen unter: [integration.seca.com](http://integration.seca.com)

## Unsere Integrations- Vielfalt

### Messtationen, Säulen- waagen, Flachwaagen

- seca 285
- seca 287
- seca 635
- seca 704
- seca Scale-up Base
- seca Scale-up Sonic
- seca Scale-up Ultra

### Multifunktions-, Rollstuhl- und Stuhlwagen

- seca 645
- seca 685
- seca 665
- seca 657
- seca 677
- seca 959

### Säuglingswaagen

- seca 757
- seca 336 i



## Ihre Vorteile:

- **Keine Übertragungsfehler**
- **Standardisierte Dokumentation**
- **Verringerter Arbeitsaufwand**
- **Erhöhte Patientensicherheit**
- **Schnell und Effizient**

### seca ID-Display

seca bietet Mess- und Wiegelösungen mit ID-Display, das die Namen oder IDs von Patienten und Anwerdnen anzeigt. Auf Knopfdruck werden die Messwerte ins Krankenhaus-Informationssystem (KIS) übertragen.



### Interface-Modul

Mit dem Modul können vorhandene seca Produkte für die Integration ins KIS nachgerüstet werden.

