

Versjonsnytt

- CGM JOURNAL 139 SR5

Versjonen er tilgjengelig for alle brukere av **CGM Journal**

Endringer i brannmur som må gjøres før oppdatering

Denne versjonen inneholder teknisk tilrettelegging i forbindelse med flytting av endepunkter for både Reseptformidleren, nasjonal tjeneste for E-resept og CGM Upgrader, vår tjeneste for automatisk oppdatering av journalsystemet.

For kunder med lokal drift må det gjøres endringer i brannmuren før systemet oppdateres. Dette gjelder ikke kunder med CGM Medical Cloud eller CGM Hosting.

Ta kontakt med din driftsleverandør dersom du trenger hjelp til endringene.

Reseptformidleren: åpne for utgående trafikk mot IP segment til NHN Privat Sky

Det må åpnes for utgående trafikk på hele IP-segmeneter:

Helsenettpublisering, gjelder alle miljø - IP-segment 83.118.132.0/22

<http://rekvirent.reseptformidleren.no/Rekvirent/RekvirentWebServiceSoapHttpPort>

Hvis det ikke gjøres vil du miste tilgang til Reseptformidleren når flyttingen er gjennomført.

Din driftsleverandør kan teste at brannmur er riktig konfigurert med denne tjenesten:

<https://sjekk-ip.reseptformidleren.no/>

CGM Upgrader: endre eksisterende konfigurasjon i brannmur

Følgende tjenester blir tilgjengeliggjort på nye endepunkter:

http://webservices.cgm.nhn.no/* → https://services.cgmmedicalcloud.no/*

http://autodp.cgm.nhn.no/* → https://updates.cgmmedicalcloud.no/*

Dersom brannmurendringene ikke gjennomføres, vil ikke systemet kunne motta nye oppgraderinger etter versjon140. Dette inkluderer nye versjoner av CGM Journal, takster, skjema og kommunenummer.

[Les mer](#) om endringene i siste utgave av CGM Journal nyhetsbrev.

• CGM JOURNAL 139 SR6

OBS! viktig for brukere av **HP-Link** i Helse Midt-Norge

HP-Link: nye sertifikater

CGM Journal inneholder sertifikater nødvendig for kommunikasjon mellom HP-Link og journalsystemet. Disse utløper 05.10.2024 og nye sertifikater er tilgjengelig i denne versjonen.

Oppdater til versjon 139 SR6 for å opprettholde forbindelsen med HP-Link.