

Versjonsnytt

- CGM JOURNAL 139 SR1

Feilretting

Feil ved oppstart av CGM Journal

Enkelte kunder har opplevd feil ved oppstart av CGM Journal, uten feilmelding, og programmet ble avsluttet.

Årsaken er rettet, og skyldtes generering av telemetri, dersom oppstart av systemet var raskere enn databasen lagret informasjonen den trengte for oppstart.

Heng for brukere med OBS-melding og Gul lapp ved åpning av journal

Brukere i enkelte driftsmiljøer, med aktivert valg om at både OBS-melding og Gul lapp dukker opp som pop-ups ved åpning av journal, opplevde at programmet hang.

Feilen oppstod dersom man skiftet fokus og journalvinduet havnet foran en av modulene som var åpnet som pop-ups (OBS-melding eller Gul lapp). Dette er nå rettet.