



INSTALL-GUIDE

FÜR IHR ePA UPGRADE

So geht's:



STEP
01

Öffnen Sie das KoCoBox Service-Tool über Ihre CGM Primärsoftware oder mittels Download von **cgm.com/ti-support-epa-upgrade**

Hinweis: Wir empfehlen die Durchführung des Upgrades außerhalb der Öffnungszeiten Ihrer Apotheke.



STEP
02

Wählen Sie den Menüpunkt „Updates und Upgrades“, um dort den Upgrade-Assistenten zu starten.



STEP
03

Geben Sie Ihre Zugangsdaten für den Konnektor ein.



STEP
04

Führen Sie das Konnektor-Upgrade aus. Ihre KoCoBox MED+ wird hierdurch zum ePA Konnektor.



STEP
05

Folgen Sie anschließend den Anweisungen des Service-Tools zur Aktualisierung Ihrer E-Health-Kartenterminals. Das Upgrade ist danach abgeschlossen.

UNSER ANGEBOT

Wir installieren für Sie!

Wie jede Technologie unterliegt auch die Telematikinfrastruktur stetiger Entwicklung. Das ePA Upgrade macht Ihren Konnektor nicht nur zum ePA Konnektor, sondern enthält auch sicherheitstechnische Weiterentwicklungen der Firmware. Deswegen sollte es zeitnah eingespielt werden. Für das selbstständige Einspielen wurde ein Assistent entwickelt, das KoCoBox Service Tool.

Wenn Sie das Upgrade nicht eigenständig einspielen möchten, übernehmen wir diese Dienstleistung gegen einen Aufpreis gerne für Sie. Wenden Sie sich hierfür bitte an Ihren Gebietsverkaufsleiter oder rufen Sie uns unter 0800 - 533 28 29 an.

CompuGroup Medical Deutschland AG
Geschäftsbereich Connectivity
Maria Trost 21 | 56070 Koblenz
T + 49 (0) 800 551 551 2
cgm.com/ti

CGM LAUER

Apothekenlösungen

Stand: Aug. 21; V. 1.1 APO

Synchronizing Healthcare



**CompuGroup
Medical**