



CGM ANALYTIX KOLLIHANTERING



En webbaserad applikation för att enkelt och spårbart transportera labprover mellan olika vårdenheter.

Kollihantering är utformad för att stötta arbetsmomenten: skapande och packande av kollen, mottagande- och ankomstregistrering av kollits innehåll, samt eftersökning och bevakning av aktuella och historiska transporter.

Vid packning skapas ett kollen med destination och avgångstid och därefter skannas proverna innan de placeras i kollen för transport. Parallellt med skanningen validerar Kollihantering mot det preanalytiska systemet att provet är godkänt och redo för transport. När provet är färdigpackat skrivs en förseglingsetikett ut som klistras fast på kollen innan utlämning.

I vyn för mottagande och ankomstregistrering av kollen kan mottagande lab se alla kollen som är på väg till laboratoriet. När kollen anlant skannas förseglingsetiketten och Kollihantering ankomstregistrerar därefter hela kollits innehåll mot det preanalytiska systemet.

Under hela processen loggas varje delmoment där provet eller kollen har hanterats med datum, tidpunkt, lab och den utförande användarens signatur. Kollen, dess innehåll och tillhörande händelselogg kan sedan sökas fram i särskild vy för sök.

Nyttan för CGM ANALYTIX användarna

Kollihantering möjliggör en enkel och tidseffektiv hantering av prover mellan olika vårdenheter såsom provtagningscentral, satellitlab och centrallab. Eftersom hela transporten och dess aktiviteter loggas (inklusive proverna) kan Kollihantering även ankomstregistrera de ingående proverna till det aktuella laboratoriet.

Kollen, dess innehåll och händelselogg är spårbart direkt i Kollihantering och kan eftersökas vid behov. Även annat än prover, till exempel blodpåsar och reagens, kan transporteras via Kollihantering, alla transporter blir registrerade och spårbara.

- **Kollen kan skapas och packas**
- **Kollen kan avgångsregistreras, spåras och ankomstregistreras**
- **Avgångstider för transporter kan schemaläggas, olika dagar kan ha olika scheman**
- **Enskilda prover behöver inte ankomstregistreras, enbart kollen**
- **Kan kopplas till etikettskrivare**
- **Ger full kontroll på provserier och var de ingående proverna befinner sig**
- **Prover till olika laboratorier kan packas i samma kollen vilket möjliggör central provmottagning.**
- **Prover till olika laboratorier kan packas i samma kollen vilket möjliggör central provmottagning.**

