



CGM ANALYTIX Integration HL7 byte/sammanslagning patient

HL7 är en utbredd standard med stor internationell användning och implementation. Standarden omfattar all typ av kommunikation rörande sjukvård. CGM har i ett fall tillämpat standarden.

Tillägg – Integration HL7 byte/sammanslagning patient

Möjliggör prenumeration av HL7 (ADT A40 och A47) för byte/sammanslagning av patientidentiteter.

Beskrivning

CGM ANALYTIX har funktioner för att slå samman patientidentiteter då det identifierats att två identiteter är fysiskt samma person. Med sammanslagningsfunktionen kommer även en och isärslagningsfunktion för användning när sammslagning gjorts fel.

Till detta erbjuds en integration där CGM ANALYTIX automatisk kan slå samman patientidentiteter baserat på meddelande från ett befolkningsregister som är master för CGM ANALYTIX.

Nytan för CGM ANALYTIX användarna

Me en integration slipper användare hantera byten/sammanslagningar av patientidentiteter manuellt. Detta kan vara till stor nytta då det finns rutiner för t.ex. nyfödda som först får ett reservnummer och kort därefter får ett äkta personnummer.

Support och underhåll

Tillgång till Integration HL7 byte/sammanslagning patient ges mot en årlig support/underhållsavgift.

CompuGroup Medical LAB Scandinavia AB

Postadress: Cirkelgatan 14, 781 72 Borlänge
Tel: +46 (0)243 21 76 00
Hemsida: www.cgm.com/se

E-post: Info.cgmlabab.se@cgm.com
Organisationsnr: 556610-5564