



CGM ANALYTIX



PATIENT RESOLVER FÖR LABDATA

LabData kommer med som en del av standardleveransen och är tillgängliga i databasen som vyer (kontraktsvyer) för nyttjande vid egna tillämpningar för att ta ut information ur CGM ANALYTIX för statistik eller annan uppföljning.

LabData är anonymiserat för att följa GDPRs princip för privacy by design och default. "Patient Resolver" möjliggör dock hämtning av patientinformation där GDPRs krav har tillgodosetts.



TILLÄGG – PATIENT RESOLVER

Möjliggör hämtning av personidentitetsinformation vid utveckling av egna tillämpningar med LabData.

BESKRIVNING

"Patient Resolver" är en stored procedure som med hjälp av den pseudoanonymiserade personidentiteten i LabData kan användas för att hämta patientidentitetsinformation.

Vid hämtning sker loggning enligt krav med avseende på GDPR. Loggarna är tillgänglig i CGM ANALYTIX som andra loggar för åtkomst av patientinformation.

NYTTAN FÖR CGM ANALYTIX-ANVÄNDARNA

Användarna är i det här fallet de personer som skapar egna tillämpningar för statistik eller annan uppföljning baserat på LabDatas kontraktsvyer. Genom att använda "Patient Resolver" behöver inte någon egen implementation utföras för loggning av patientinformation.

SUPPORT OCH UNDERHÅLL

Tillgång till "Patient Resolver" ges mot en erlagd licens och årlig support/underhållsavgift.

För mer information eller beställning kontakta oss:
CompuGroup Medical LAB AB
Cirkelgatan 14
781 72 Borlänge
Tel +46 (0) 243 21 76 00
E-mail info.cgmlab.se@cgm.com