

CGM ANALYTIX Anslutning PNA-system

CGM ANALYTIX har idag ingen möjlighet att hantera en *PNA-verksamhet med PNA-användare inkluderat E-learning, hantering av resultat och kontroller.

Däremot kan CGM ANALYTIX ansluta middlewares i form av PNA-system som i sig servar X-antal PNA-instrument. CGM ANALYTIX kan därför ge ett väsentligt stöd för PNA-verksamheten då dess infrastruktur även kan användas för PNA-analyser.

Tillägg – Anslutning PNA-system

Möjliggör "Anslutning PNA-system" för infrastrukturellt stöd för PNA-verksamheter.

Beskrivning

Med "Anslutning PNA-system" erbjuds CGM ANALYTIX verksamhetsstöd för PNA-analyser i form av:

- Uppkoppling mot PNA-system där remiss kan skapas med automatik baserat på PNA-systemets konfiguration i Instrumentkonfigurationen
- Kvalitetskontroll
- Överföring av resultat till Vårdinformationssystem
- Spårbarhet av ursprung
- Information tillgängligt för vidare statistisk uppföljning tillsammans med övriga analyser

Nytta för CGM ANALYTIX användarna

"Anslutning PNA-system" ger användarna en stor fördel i organisationer där PNA-verksamheten är en del av övrig laborativ verksamhet, då alla analyser oavsett om dessa innefattas av PNA-verksamheten hanteras av CGM ANALYTIX.

Support och underhåll

Tillgång till "Anslutning PNA-system" ges mot en licensavgift och en årlig support/underhållsavgift.

Integration till ett PNA-system (middleware) ingår. Ytterligare integrationer licensieras separat.

**PNA = Patient Nära Analysering*

CompuGroup Medical LAB Scandinavia AB

Postadress: Cirkelgatan 14, 781 72 Borlänge
Tel: +46 (0)243 21 76 00
Hemsida: www.cgm.com/se

E-post: Info.cgmlab.se@cgm.com
Organisationsnr: 556610-5564