

seca Integrationslösungen



Alle Messwerte sofort in der elektronische Patientenakte

Täglich werden im Krankenhaus lebenswichtige Patientendaten erhoben. Diese jederzeit, abteilungsübergreifend und korrekt bereitzustellen, ist für den Behandlungserfolg und die Effizienz der Abläufe in Ihrem Krankenhaus wichtig. Genau dort setzen die seca Integrationslösungen an:

- + **Effizientes Workflow-Management:**
Schnelles Erheben und standortunabhängiges Übertragen der Daten
- + **Keine Übertragungsfehler:**
Richtigkeit der Datenspeicherung wird über grüne Kontrolllampe bestätigt
- + **Zentrale Datenspeicherung:**
Abteilungsübergreifender und schneller Zugriff
- + **Patientensicherheit:**
Medikationsfehler durch falsches Patientengewicht werden reduziert

Ein exemplarischer Workflow – so einfach funktioniert's:



- 01 Identifizierung**
Anwender- und Patienten-Code scannen



- 02 Messung**
Werte werden erfasst



- 03 Datentransfer**
Daten werden via LAN/WLAN übertragen


Ein System, viele Vorteile

seca versteht den Integrationsprozess als wichtiges Instrument für maximale Patientensicherheit und einfache Dokumentation. Als erster Hersteller liefern wir Lösungen, die die Messwerte direkt in die KIS aller führenden Hersteller integrieren können und unterstützen Ihr Haus damit bei der Umsetzung Ihrer Digitalisierungsstrategien. Dabei setzen wir auf etablierte Standards wie HL7 und erarbeiten damit Ihre individuelle Lösung.

Das seca System nutzt die in Ihrem Haus vorhandene Netzwerkinfrastruktur für die verschlüsselte sowie zuverlässige Datenübermittlung und bietet:

- + Besseres Workflow-Management
- + Bessere Datenqualität
- + Minimaler Verwaltungs- und Wartungsaufwand
- + Hohe Investitionssicherheit
- + Große Skalierbarkeit

Integrationsfähige und erweiterbare seca Produkte



Gerne beraten wir Sie ausführlich zu den integrationsfähigen seca Produkten. Mehr Informationen finden Sie auch unter integration.seca.com.



Frank Vornkahl
frank.vornkahl@seca.com



Ian McColl
ian.mccoll@seca.com



Wir kümmern uns

Für alle integrationsfähigen seca Produkte bieten wir eine Garantie von bis zu 8 Jahren*. In einem Garantiefall wird das Gerät kostenfrei innerhalb von 10 Arbeitstagen abgeholt, repariert und nachgeeicht zurückgebracht. Die Vorteile liegen auf der Hand:

- + Sie entlasten Ihr Personal mit unserem leistungsstarken Service
- + Bis zu 8 Jahre keine Reparaturkosten
- + Reibungsloser Arbeitsablauf wird sichergestellt

*Lesen Sie alle Vorteile der 4+4 Garantie sowie die detaillierten Garantiebedingungen auf seca.com/garantie.

seca deutschland
seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3-25
22089 Hamburg
Deutschland

T 0800 20 00 005 Deutschland
T 00800 20 50 50 50 Österreich
F +49 40 20 00 00 50
E insidesales.de@seca.com

seca ag schweiz
Schönmattdammstrasse 4
4153 Reinach
Schweiz

T +41 61 711 03 00
F +41 61 711 07 04
E Info.ch@seca.com

Präzision für die Gesundheit

seca.com