




Scanning

Scanning är ett tillägg till CGM ANALYTIX i form av ett klientbaserat program som kan användas av laboratoriet för att processa och lagra bilder som sedan kan presenteras i CGM ANALYTIX avseende både disciplinen Klinisk Mikrobiologi samt Klinisk Patologi /Cytologi.



Nyttan för användare

- Scanning ger användaren möjlighet att skanna, processa och lagra flera olika typer av bilder:
 - Skanning av patologiremiss för visning i CGM ANALYTIX Patologi.
 - Skanning av mikrobiologiremiss.
 - Skanning av patologidokument, exempelvis konsultsvar.
- Lagring av bilder kan ske antingen genom att använda Scanning för skanning med en kopplad skannerhårdvara eller genom att välja in en bild som redan finns lagrad på en filserver.
- Stöd för inloggning med användargrupp och användare samt med hjälp av AD-autentisering.
- Möjlighet till både automatisk och manuell hantering av bilder:
 - Automatisk processing. Scanning söker då automatiskt efter relevant streckkod i den skannade bilden, tolkar identiteten och kopplar bild till korrekt remiss/undersökning.

- Manuell processing. Ger användaren möjlighet att manuellt söka efter streckkod eller att manuellt ange RID/Provnummer och därmed processa bilden.
- Enkel felhantering där användaren via en lätthanterlig processlogg har möjlighet uppföljning och hantering av bilder som inte har kunnat processas.
- Tydlig loggning via loggvisning i CGM ANALYTIX:
 - Vilken typ av bild som skannats (remiss eller dokument)
 - Sökväg till inskannad remiss.
 - Tidpunkt när skanning skett samt vilken användare som genomfört skanning.

Support och underhåll

Tillgång till Scanning ges mot en årligen erlagd underhållsavgift.