



Wertvoller Wissensvorsprung
Tipps und Tricks rund um
CGM MEDISTAR
2. Halbjahr 2020

Viel Freude beim Lesen und Anwenden wünscht Ihnen
Ihre MEDISTAR-Redaktion


Inhaltsverzeichnis

Einstellen der Schriftgröße in ifap	Seite 3
Sortieren der Spalten in ifap	Seite 4
Gruppieren von Fehlermeldungen und Hinweisen in der ADT	Seite 5
Erfassen von Praxisdaten in MOVIESTAR	Seite 6
Medikamentensuche per Diagnose/ICD in ifap	Seite 7
Erfassen einer Leistungsziffer	Seite 9
Erfassen einer Leistungsziffernkette	Seite 11
Suchfunktion in CGM MEDISTAR	Seite 13
CGM MEDISTAR Gebrauchsanweisung	Seite 14

Einstellen der Schriftgröße in ifap


Ist Ihnen die Schriftgröße der Medikamente in ifap zu klein? Kein Problem, denn Sie haben die Möglichkeit, die Größe individuell auf Ihre Bedürfnisse einzustellen.

Rufen Sie hierzu in ifap über die Menüleiste **Extras** und **Optionen** auf.



Klicken Sie auf den Reiter **Ansicht**.

Hier kann die Schriftgröße Ihren Wünschen entsprechend angepasst werden. Auch eine fettgedruckte Anzeige der Medikamente kann hier gewählt werden.




Sortieren der Spalten in ifap

Entscheiden Sie, wie Sie Ihre Medikamentenliste darstellen lassen möchten!

Stellen Sie in ifap einfach selbst ein, in welcher Reihenfolge die Spalten der Medikamente dargestellt werden sollen.

Möchten Sie zum Beispiel die Darreichungsform direkt hinter dem Medikament oder die Wirkstärke zuerst angezeigt bekommen, dann rufen Sie in ifap über die Menüleiste **Extras** und **Optionen** auf.




Wählen Sie den Reiter **Spalten**.

Markieren Sie mit einem Mausklick die Spalte, die Sie verschieben möchten und wählen Sie auf der rechten Seite nach Bedarf den Button **Nach oben** oder **Nach unten**.

Verschieben Sie die Spalten so nach Ihren Wünschen.

Wenn alles eingestellt ist, wie Sie sich das vorstellen, klicken Sie im unteren Bereich auf **Übernehmen** und **OK**.



Gruppieren von Fehlermeldungen und Hinweisen in der ADT

Um bei der Liste der Abrechnung bei Punkt 3 einen besseren Überblick zu erhalten, haben Sie die Möglichkeit, die abrechnungsrelevanten Fehlermeldungen getrennt von den Hinweisen anzeigen zu lassen.

Gehen Sie wie folgt vor:

Rufen Sie hierzu auf der Kommandozeile **ADT** auf und wählen Sie dann im Abrechnungsmenü Punkt 1 **Bearbeitung von Konstanten**.

In diesem Menü können Sie dann den Haken bei **Fehler und Warnungen gruppieren** setzen.

Fehler und Warnungen gruppieren Testabrechnung durchführen Automatisch eingetragene Ziffern anzeigen

Wenn Sie nun Ihre Abrechnung erstellen und sich die Liste anzeigen lassen, werden zuerst die Fehlermeldungen angezeigt, die für die weitere Abrechnung behoben werden müssen.

Danach kommen erst die Hinweise, die nicht zwangsläufig korrigiert werden müssen, um die Abrechnung erfolgreich zu erstellen.

```

- - - - - FEHLER - - - - -
127 13.05 31350 innerhalb von 3 Tagen nach '01416' (A)
      ---
      13.05 31350 OPS fehlt (A)
      ---
      Nur Quartalsdiagnosen mit '*' oder '!'-ICD

3 Fehler
- - - - - HINWEISE - - - - -
127 ? Scheineintrag 0031(2/20 K) vom 01.04.20-30.06.20 ohne Kategorisierung
      ---
```


Erfassen von Praxisdaten in MOVIESTAR

Damit Ihre Patienten Befunde bspw. bei ihrer Versicherung einreichen können, haben Sie die Möglichkeit, diese aus MOVIESTAR heraus auszudrucken.

Wechseln Sie dazu mit dem Kommando **MV** zu MOVIESTAR.

Damit auch die korrekten Praxisdaten auf dem Ausdruck in der Kopfzeile hinterlegt sind, wählen Sie in MOVIESTAR bitte das Menü **Extras** und dann **Beschriftung der Druckausgabe...**

Beispielhaft sind die Daten der CGM hinterlegt.




Hier können Sie den Briefkopf für Ihre Praxisdaten anpassen sowie ggf. ein Logo hinterlegen.

Sie haben noch kein Dokumentenmanagement, dann informieren Sie sich [hier](#).


Medikamentensuche per Diagnose/ICD in ifap

In ifap gibt es verschiedene Handhaben, um Medikamente zu verordnen. Eine Möglichkeit ist es, per ICD oder Diagnose ein Medikament zu finden.

Rufen Sie hierfür auf der Kommandozeile FA1 auf oder drücken Sie F1, um in das Rezept zu gelangen. Wählen Sie links neben dem Verordnungsfenster ICD aus und tragen Sie danach den gewünschten ICD-Code im Eingabefenster ein.



Nach Bestätigung des ICD-Codes mit Return öffnet sich ifap.



Eine weitere Möglichkeit mit dem selben Ergebnis haben Sie, wenn Sie direkt über den ifap-Button in das ifap praxisCenter springen und dort über die ICD-Recherche nach dem ICD-Code suchen.

Verordnungsarzt

Eingabe

Muster 16 KV Standard

Produkt

Anzahl

nec a.i.

Geb.frei

Diagnosen

Druck

Wieder-
verordnung
MD

Wieder-
verordnung
Archiv

ifap praxisCENTER® - 3.35.0.4713 - Datenstand 01.06.2020 - CGM MEDISTAR

Datei Recherchen Sortieren nach Rezept Extras Hilfe



Werbung **L-Thyrox® HEXAL®**

Q r51 ICD-Recherche: R51 - Kopfschmerz

ICD-Recherche

- R40. --Sprech- und Sprachstörungen, ^
- R48. --Dyslexie und sonstige Werkzei
- R49. --Störungen der Stimme
- R50. --Fieber sonstiger und unbekannt
- R51-Kopfschmerz
- R52. --Schmerz, anderenorts nicht klass
- R53-Unwohlsein und Ermüdung
- R54-Senilität
- R55-Synkope und Kollaps
- R56. --Krämpfe, anderenorts nicht klass
- R57. --Schock, anderenorts nicht klass
- R58-Blutung, anderenorts nicht klass
- R59. --Lymphknotenvergrößerung
- R60. --Ödem, anderenorts nicht klass
- R61. --Hyperhidrose
- R62. --Ausbleiben der erwarteten no

R	H	Bezeichnung	DAR	Menge	M
		Herzass ratiopharm 50mg	TAB	100 St	
		Godamed 50mg Tah	TAB	100 St	
		Ass Dexcel Protect 75mg	TMR	20 St	
		Ass Dexcel Protect 75mg	TMR	50 St	
		Ass Gamma 75mg Tabletten	TAB	100 St	
		Ass Dexcel Protect 75mg	TMR	100 St	
		Ass AL 100 Tah	TAB	50 St	
		Ass Dexcel 100mg Tabletten	TAB	50 St	
		Ass Abz 100mg Tah Tabl	TAB	50 St	
		Ass Dexcel Protect 100mg	TMR	50 St	
		Ass 100 1A Pharma Tah	TAB	50 St	
		Ass AL Protect 100mg	TMR	50 St	
		Ass TAD 100mg Protect	FMR	50 St	
		Ass PUREN 100mg	TAB	50 St	
		Ass 100 HEXAL	TAB	50 St	
		Ass Abz Protect 100 mg	TMR	50 St	
		Ass 1A Pharma Protect100mg	TMR	50 St	
		Ass-ratio Protect 100 mg	TMR	50 St	
		Ass ratiopharm 100mg Tah	TAB	50 St	
		Ass ratio 100mg Magsaftres	TMR	50 St	
		Ass STADA 100mg	TMR	50 St	

Sortimentsrecherche

Produktrecherche

Wirkstoffrecherche

ATC-Recherche

Bib

PZN: [07402204](#) Produkt: [Ass 100 HEXAL 50 St N2](#)


ATC-Code: [B01AC06](#) Wirkstoff: [Acetylsalicylsäure](#)

Bei beiden Varianten erhalten Sie auf der rechten Seite nun die Auswahl passend zu Ihrem eingegeben ICD-Code.

Erfassen einer Leistungsziffern

Wir möchten Ihnen heute aufzeigen, wie Sie sich selbstständig eine Leistungsziffer erstellen können.

Um sich eine Leistungsziffer selbst erfassen zu können, geben Sie auf der Kommandoebene **PSL** ein. Oder Sie wählen über den Index Datenpflege - Datenbanken - Leistungen an. Sie gelangen in folgendes Fenster:



Im Bereich Gebührenordnung können Sie wählen, ob die Ziffer für den EBM, die GOÄ oder UVT erfasst werden soll.

Klicken Sie auf den Button Leistungsziffer, um sich einzelne Leistungen zu erfassen.

Das Fenster **Leistungsziffer Information** öffnet sich. Klicken Sie rechts auf den Button **Erfassen**, um eine leere Eingabemaske zu erhalten.

Je nachdem, welche Gebührenordnung Sie gewählt haben, werden Ihnen passend die dazugehörigen Felder zum Ausfüllen angeboten.

Tragen Sie im Feld **GO-Nummer** die zu erfassende Leistungsziffer ein.

Im Bereich **Gültig ab Quartal** tragen Sie bitte das entsprechende Quartal ein im Format Quartal/Jahr, z.B. 2/20. Ist bereits ein Ende-Datum bekannt, können Sie auch **bis einschließlich** ausfüllen.

Ansonsten lassen Sie dieses Feld leer.

Tragen Sie mindestens eine **Kurzbeschreibung** ein, um zu wissen, um welche Ziffer es sich handelt sowie alle weiteren Informationen, die Ihnen zur Verfügung stehen, wie z. B. Preise oder Zeitvorgaben.

Liegen Ihnen diese Informationen nicht vor, lassen Sie die Felder frei.


Wählen Sie **OK**, um die Eingaben zu speichern. Verlassen Sie den Dialog, indem Sie **Beenden** wählen und im darauffolgenden Dialog nochmal **Beenden**.

Nun können Sie die Leistungsziffer in den Medizinischen Daten abrechnen.

Erfassen einer Leistungsziffernkette

Wir möchten Ihnen gerne aufzeigen, wie man Leistungsziffern in CGM MEDISTAR erfassen kann. Als ersten Schritt geben Sie auf der Kommandoebene **PSL** ein.


Oder Sie wählen über den Index Datenpflege - Datenbanken - Leistungen an. Sie gelangen dann in folgendes Fenster:



Im Bereich Gebührenordnung können Sie wählen, ob die Ziffernkette für den EBM, die GOÄ oder UVT erfasst werden soll.

Klicken Sie auf den Button Leistungskürzel, um in das Fenster Stammdaten Leistungskürzel zu gelangen.

Klicken Sie rechts auf den Button Erfassen, um eine leere Eingabemaske zu erhalten.



Bei **Schlüssel MD** tragen Sie die Bezeichnung der Ziffernkette ein. Darüber wird später die Ziffernkette in den Medizinischen Daten aufgerufen.

Im Feld **Bezeichnung** können Sie eine Erläuterung zur Ziffernkette vermerken.

In den Zeilen **L-Eintrag MD** tragen Sie Ihre gewünschten Leistungsziffern ein.

Beispiel:

Stammdaten Leistungskürzel

Gebührenordnung: EBM'09

Suche

Suchbegriff(e) eingeben

Groß-/Kleinschreibung beachten

Verknüpfung: Und Oder

GO-Nr. | Beschreibung

Anzeigen

Kürzel

Schlüssel MD: -beispiel

Kategorie: Anwender

Bezeichnung: Newsletter

L-Eintrag MD: 03000-01420-41520

D-Eintrag MD:

OK Abbrechen

Ändern
Duplizieren
Erfassen
Löschen
Kategorien...
Beenden

Wählen Sie **OK**, um die Eingaben zu speichern. Verlassen Sie den Dialog, indem Sie **Beenden** wählen und im darauffolgenden Dialog auch nochmal **Beenden** anklicken.

Nun können Sie die Leistungsziffernkette in den Medizinischen Daten abrechnen.

Suchfunktion in CGM MEDISTAR

Sie möchten eine Funktion in CGM MEDISTAR aufrufen, aber Ihnen fällt einfach nicht das richtige Kommando ein?

Dann hilft Ihnen die Suchfunktion in CGM MEDISTAR weiter.


Geben Sie auf der Kommandoebene ein Fragezeichen ein.



Es öffnet sich das Fenster für die Suchfunktion.

Geben Sie im Feld **Suchen** den Programmteil ein, den Sie aufrufen möchten.

Ihnen werden nun sämtliche Aufrufkürzel für den gesuchten Bereich angezeigt.



Wählen Sie die gewünschte Funktion aus und bestätigen Sie mit OK oder rufen Sie das Kürzel per Doppelklick auf, um in den Programmteil zu springen.

CGM MEDISTAR Gebrauchsanweisung

Sie haben Fragen zu Programmfunktionen oder suchen nähere Infos zu Programmfunktionen in CGM MEDISTAR? Dann hilft Ihnen die CGM MEDISTAR Gebrauchsanweisung.

Wählen Sie rechts oben im Task in der Menüleiste das Buch-Icon mit dem Fragezeichen.
Um sich über die Neuheiten im Update zu informieren, klicken Sie auf das Icon **NEU**.



Hilfe

Nun öffnet sich Ihr Standardbrowser mit der CGM MEDISTAR Gebrauchsanweisung.
Hier haben Sie die Möglichkeit über eine Indexsuche nach Inhalten oder nach alphabetisch sortierten Inhalten zu suchen.

Zu den verschiedenen Themen, die Ihnen angezeigt werden, finden Sie zu sämtlichen Funktionen in CGM MEDISTAR eine ausführliche Erklärung.

CompuGroup Medical Deutschland AG

Geschäftsbereich MEDISTAR

Karl-Wiechert-Allee 64

30625 Hannover

T +49 (0) 511 5405-00

F +49 (0) 511 5405-109

info@medistar.de

cgm.com/medistar