



CGM ANALYTIX Lab2Lab

Den allt mer expanderande diagnostiken och specialiseringen mellan olika laboratorier innebär att prover skickas mellan laboratorier för analysering. För att underlätta administrationen implementeras i allt större utsträckning ett flöde av elektroniska remisser och svar mellan dessa laboratorier. CGM ANALYTIX har ett inbyggt stöd för detta, "Lab2Lab", som kan kompletteras med ett tillägg för att ännu mer underlätta logistiken och administrationen av dessa prover.

Tillägg – Lab2Lab Externa referensvärden

Det lokala laboratoriet måste normalt hålla sin analyskatalog uppdaterad med referensvärden som gäller för dess underleverantörer, de externa laboratorierna. Med "Lab2Lab Externa referensvärden" kan istället referensvärdena från de externa laboratorierna läsas in så att underhållet minimeras.

Beskrivning

Vid mottagning av svar från det externa laboratoriet läser funktionen "Lab2Lab Externa referensvärden" in de referensvärden som skickas med svaren. Dessa presenteras med resultatet där referensvärden från analyskatalogen normalt presenteras.

Nyttan för CGM ANALYTIX användarna

"Lab2Lab Externa referensvärden" tar emot och presenterar referensvärden på ett automatiskt sätt. Detta underlättar för användarna genom att förebygga fel som kan uppstå om de interna referensvärden används och skall underhållas och följa med det externa laboratoriets förändringar av dessa. I och med detta sparas även tid för i samband med underhåll av analyskatalogen.

Support och underhåll

Om kunden avser använda tillägget "Lab2Lab Externa referensvärden" skall en årlig support- och underhållsavgift erläggas för funktionen.

CompuGroup Medical LAB Scandinavia AB

Postadress: Cirkelgatan 14, 781 72 Borlänge
Tel: +46 (0)243 21 76 00
Hemsida: www.cgm.com/se

E-post: Info.cgmlabab.se@cgm.com
Organisationsnr: 556610-5564