



CGM ANALYTIX MORGUE



CGM ANALYTIX Morgue är ett webbaserat, modernt och enkelt system som stöder processen på bårhuset från mottagning till utlämning, inklusive transporter mellan bårhus.

CGM ANALYTIX Morgue förenklar processen på bårhuset, genom att ge personalen ett verktyg där de kan få kontroll över samtliga avlidna som ligger inne på bårhuset. En möjlighet att fånga upp avlidna som till exempel inte lämnats ut i tid. Samt att via tydlig indikation kunna se om utlämning är ok, baserat på vilka ingrepp som ska utföras på en avliden och status på dessa. Alternativt att själv spärra för utlämning baserat på andra orsaker.

CGM ANALYTIX MORGUE stödjer:

- Hantering av olika tillfällen, d.v.s. in- och utlämning för en avliden på olika eller samma bårhus.
- Koppling av skannade dokument.
- Tydlig översikt över samtliga avlidna baserat på respektive bårhus. Samt möjlighet att sortera på respektive kolumn.
- Stöd för att tydligt kunna se vilka avlidna som är redo för utlämning, vilka ingrepp som väntar samt vad som kvarstår innan utlämning är möjlig.
- Utskrift av kvittens baserat på markerade val. Specifik utskrift av kvittens vid enbart utlämnande av tillhörighet.
- Tydlig specificering av olika ingrepp på respektive bårhuspost med möjlighet att skriva kommentar.
- Möjlighet att lägga in olika typer av varningar, så som blodsmitta, cytostatika osv.
- Stöd för statistik och uppföljning baserat på antal avlidna, obduktioner, uttagna implantat, avsked, donationer per bårhus och per beställare.



BESKRIVNING

Bårhusliggaren ger en tydlig översikt över samtliga avlidna baserat på respektive bårhus. Här presenteras bland annat vilka ingrepp som ska utföras och status på dessa, om avsked är önskat och i så fall när, samt eventuella kommentarer kopplade till den avlidna.

Bårhusliggaren kan sorteras och filtreras i önskad ordning för att t ex kunna se vilka som är klara för utlämning. Kommentarer kan användas på många olika sätt och filtrering kan göras på enstaka ord. För att alltid ha tillgång till bårhusliggaren kan surfplatta användas, alternativt kan listan skrivas ut för att smidigt bäras med i fickan.

BÅRHUSNR	PERSONNR	NAMN	AVLIDEN	VARNING	BESTÄLLARE	BEGRAVNINGSENTREPRE...	KLAR	IMPLANTAT	OBDUKTION	DONATION	AVSKED	N S	AVLIDENKOMMENTAR
25	20 000802-2386	SANDY RÖDELL			Byberga Vårdcentral	Svånzons	✗	☑ Utförd	☑ Utförd	☑ Ej utföras	📅 2020-06-15 11:20		
27	20 000804-2384	SANDY ROOS					✗						
28	20 000805-2391	SANDY ROTSJÖ					✗						
29	20 000806-2382	SANDY STRAND					✗						
30	20 000807-2399	SANDY STENSSON					✗						
31	19 000801-9804	YVON ROCKLUND					✗						
32	20 000801-2395	SANDY ROLIN					✗						
34	20 121212-1212	TOLVAN TOLVANSSON JU...					✗						
35	18 951123-9809	GEORGE ÖDESBERG					✗						
2	19 000731-9817	YVON KNUTSSON	2019-08-09	Blodsmitta	Sjuka hemmet	Okänd	☑						Tillhörigheter: vigselring R...
4	19 000803-9802	YVON ROOS	2019-09-13		Vetgirig beställare	Stilhet	☑						Tillhörigheter: Klocka
5	19 000804-9819	YVON ROTSJÖ	2019-09-14		Byberga Vårdcentral	Fonus	☑		☑ Utförd				utlämnad 190910 av PO u...
7	19 000806-9817	YVON STENSSON	2019-09-18		Vetgirig beställare	Fonus	☑		☑ Utförd				Tillhörighet: Nycklar - häm...
9	19 010104-9807	YVON ÄDLING	2019-09-20		Sjuka hemmet	Stilhet	☑						Transportör: Hitochdit AB ...
11	19 010106-9805	YVON ALSTRÖM	2019-09-22		Sjuka hemmet	Fonus	☑		☑ Utförd				Transportör: Flytt och Ann...
12	19 010107-9812	YVON ASK	2019-09-23		Vetgirig beställare	Yvons	☑			☑ Avbruten			

CGM ANALYTIX Bårhus 1.1.2.117152

Svenska CGMANX

BÅRHUSLIGGARE LIGGARPOST UTLÄMNADE STATISTIK REGISTER PERSONAL SKRIVARKONFIGURATION

Bårhus Lilla staden

2 19 830224-9274 TINTIN HEDLUND

ETIKETT

Avliden: 2022-03-27
Varning: Blodsmitta
Dokument

AVLIDEN IMPLANTAT OBDUKTION DONATION AVSKED IN- / UTLÄMNING

STORA STADEN

Tillfällen

Kvittens	Mottagen	Utlämnad	Utlämnad till	Mottagare	Utlämnad av	Ängra utlämning	Ta bort	Tillhörigheter
<input type="checkbox"/>	2022-03-29	2022-03-29	Fonus	Arne Martinsson	CGM LAB temp signature		🗑	<input type="checkbox"/> Kvittens <input type="checkbox"/> Tillhörighet Föremål 2 <input type="checkbox"/> Utlämnad <input type="checkbox"/> Ta bort Föremål 3 <input type="checkbox"/> Utlämnad <input type="checkbox"/> Ta bort Föremål 1 <input checked="" type="checkbox"/> Utlämnad <input type="checkbox"/> Ta bort Ny tillhörighet

LILLA STADEN

Tillfällen

Kvittens	Mottagen	Utlämnad	Utlämnad till	Mottagare	Utlämnad av	Ängra utlämning	Ta bort	Tillhörigheter
<input type="checkbox"/>	2022-03-31	LÄMNA UT					🗑	<input type="checkbox"/> Kvittens <input type="checkbox"/> Tillhörighet Ny tillhörighet

SKAPA KVITTENS TA EMOT