

Endring av endepunkter for bakgrunnstjenester

CGM Journal benytter en rekke bakgrunnstjenester for å oppdatere journalsystemet og distribuere siste versjoner av takster, skjema og kommunenummer. Nevnte tjenester blir nå tilgjengelig fra nye endepunkter som et ledd i forbedring av informasjonssikkerhet.

Kunder med lokal eller kommunal drift må selv gjøre nødvendige endringer i brannmur.

Følgende tjenester blir tilgjengeliggjort på nye endepunkter:

<http://webservices.cgm.nhn.no/>* → <https://services.cgmmedicalcloud.no/>*
<http://autodp.cgm.nhn.no/>* → <https://updates.cgmmedicalcloud.no/>*

Fra og med versjon 140 av CGM Journal vil de nye endepunktene bli brukt som standard.

Denne versjonen har en tentativ lanseringsdato september 2024. Vi anbefaler at endringene i brannmur gjøres i god tid før lanseringen av versjon 140.

OBS! Dersom brannmurendringene ikke gjennomføres, vil ikke systemet kunne motta nye oppgraderinger etter versjon 140. Dette inkluderer nye versjoner av CGM Journal, takster, skjema og kommunenummer.

Tiltak som må utføres, basert på type driftsmiljø

CGM Medical Cloud (drift leveres av CGM)

- Ingen tiltak nødvendig

CGM Hosting (drift leveres av CGM)

- Ingen tiltak nødvendig

Lokal drift (Privat driftsleverandør)

- Verifiser at nye brannmuråpninger er implementert på applikasjonsserver og terminalserver/klient

Kommunal drift (Kommunal driftsleverandør)

- Verifiser at nye brannmuråpninger er implementert på applikasjonsserver og terminalserver/klient

Gammelt endepunkt	Nytt endepunkt	IP-adresse
http://webservices.cgm.nhn.no/ *	https://services.cgmmedicalcloud.no/ *	91.186.88.61
http://autodp.cgm.nhn.no/ *	https://updates.cgmmedicalcloud.no/ *	91.186.88.61