

TIPPS UND TRICKS

Verordnung digitaler Gesundheitsanwendungen

Seit dem 1. Quartal 2021 haben Sie die Möglichkeit **Digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DiGAs**, über das Rezept zu verordnen. Rufen Sie hierzu auf der Kommandoebene **FA1** auf oder drücken Sie die Funktionstaste **F1**, um das Rezept aufzurufen. Im Rezept wählen Sie mit der Maus den **Button für das Verordnungscenter** aus oder drücken die Tastenkombination **ALT+X**.

Rezept - Heitfeld, Jan 03.08.1963 [16] M AOK Niedersachsen

Verordnungsarzt: [Dropdown]
Datum: 16.07.2021

Eingabe

Muster 16 KV Standard

Produkt: [Dropdown]
Anzahl: 1
 nec a.i.
 Geb.frei

Diagnosen: [Textfeld]
 Druck

Einnahmевorschrift drucken
Rezept: [Dropdown]

CGM BMP
 noctu Unfall Sonst
BVG \$ 31 Create

Ruft das APP VERORDNUNGSCENTER auf (Taste: Alt+X)

Übernehmen Löschen

Rezepte

Summe: 0,00 €

CAVE!
Penicilline
Haselnussöl
Diclofenac

Sofortdruck - Strg+P Druck Druckauftrag Abbrechen ifap praxisCENTER3

Folgendes Fenster wird angezeigt:

FUNKTIONSERWEITERUNG UM APP VERORDNUNGSCENTER

Mit Ihrer Zustimmung wird der Funktionsumfang Ihres Arztinformationssystems erweitert. Für diese Erweiterung fallen keine zusätzlichen Entgelte an. Ihre Zustimmung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Bei Nicht-Zustimmung kann die Funktion nicht verwendet werden.

Die Erweiterung beinhaltet den Zugriff auf das Web-Portal APP VERORDNUNGSCENTER und ermöglicht es Ihnen, für Ihre Patienten passende digitale Gesundheitsanwendungen zu finden und zu verordnen.

Die Verordnung kann für Ihre GKV-Patienten auf Muster 16 gedruckt werden. Auch eine Empfehlung von digitalen Gesundheitsanwendungen an Privatpatienten oder an GKV-Patienten ist möglich. Die Verschreibung von digitalen Anwendungen wird nicht auf Ihr Verordnungsbudget angerechnet. Zusätzlich zur Verordnung können Sie für Ihre Patienten auch alle wichtigen Informationen zum Einlösungsprozess in Form eines Informationsblattes ausdrucken. Um für den ausgewählten Patienten passende digitale Gesundheitsanwendungen zu finden, werden ab dem Tag der Zustimmung, bei Zugriff auf das APP VERORDNUNGSCENTER über die Buttons aus dem Patienten- oder Verordnungskontext folgende Daten an das Web-Portal übertragen:

- ICD-10 Codes der Dauerdiagnosen
- ICD-10 Codes der Akutdiagnosen des letzten Monats
- Altersgruppe
- Versicherungsart (gesetzlich oder privat)
- Eingabe in der Freitextsuche
- Version der zugestimmten APP VERORDNUNGSCENTER Einwilligungserklärung
- Transaktions-ID

Mehr Informationen zum Datenschutz finden Sie [hier](#).

Ich habe die [Nutzungsbedingungen](#) und die [Datenschutzerklärung](#) gelesen und bin mit dem erweiterten Produktumfang meines Arztinformationssystems inklusive der Übermittlung der genannten Daten an CGM Mobile Services GmbH, Maria Trost 21, 56070 Koblenz einverstanden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit in meinem Arztinformationssystem unter dem Punkt "APP VERORDNUNGSCENTER" widerrufen.

[Zustimmen](#) [Abbrechen](#)



Stimmen Sie den Nutzungsbedingungen zu, in dem Sie den Haken setzen und auf den Button **Zustimmen** klicken.

Sie gelangen nun ins APP Verordnungcenter. Sie können entweder nach ICD's filtern oder sich alle Apps anzeigen lassen. Über den Button **Verordnen** können Sie eine App auf das Rezept schreiben.

CGM Assist Browser

APP VERORDNUNGSZENTRUM

Suchen Sie nach Krankheit, Namen oder Hersteller

ICD-10-Filter: (J00) Alle auswählen

Aktuell stehen insgesamt 21 Anwendungen zur Verfügung.

Versicherung wählen

Alle (21) Therapie (20) Prävention (1) HILFE

Mindable: Panikstörung und Agoraphobie 90 Tage **VERORDNEN**

Anwendung bei Kontraindikationen
Positiver Effekt
Infocode f. Patient
PZN

Panikstörung, Agoraphobie (F40, F41.0)
anzeigen
Ab einer Nutzung von 90 Tagen
43rg
17454202

Mindable ist eine App zur Behandlung von Panikstörung und Agoraphobie. Patient:innen werden umfassend psychoedukativ aufgeklärt und durch Konfrontationsübungen dabei unterstützt ihre Ängste zu reduzieren. Die Inhalte basieren auf den **evidenzbasierten, S3-leitlinienkonformen** Methoden der Kognitiven Verhaltenstherapie und wurden in enger Zusammenarbeit mit Expert:innen entwickelt. Die Evaluation erfolgt derzeit im Rahmen randomisierter Kontrollgruppenstudien (RCT). Präklinische Daten zeigen bereits **signifikante Verbesserungen der klinischen Symptomatik**.

100%

Druckvorschau

Krankenkasse bzw. Katerkäufer		Hfz. Ingt-Str	Bg
AOK Niedersachsen		mit. auf. St.	Pflicht
Name, Vorname des Versicherten		Gesamtlohn	
Heitfeld			
geb. am			
Jan 03.08.63			
Name / Vorname / Str.			
Musterstr. 24			
D 30625 Hannover			
Wohnort			
12/30			
KassenNr.			
102114819			
Zähler			
2686443139			
Stanz			
1000000			
Abt.			
019999999			
999999999			
Datum			
16.07.21			
auf dem		Dr. Horst Dr. Fuchs	
Digitale Gesundheitsanwendung		Praxisteam	
auf dem		Dr. Theriafox	
PZN16898724		Karl-Wiechert-Allee 64	
auf dem		30625 Hannover	
scenio - mementor DE GmbH		0511/5405-222	
auf dem		LANR: 999999999 BSNR: 01.9999999	
Unfalltag		Unfallbeheb- oder Abgabenummer	

Zoomfaktor 250

Drucker 01 - \\sappshan1\DE65-MEDISTAR-InternalIT-04

Simulation

Alles drucken Seite drucken Zurück zur Eingabe