



CGM ANALYTIX



Lab2Lab Externa referensvärden

Den allt mer expanderande diagnostiken och specialiseringen mellan olika laboratorier innebär att prover skickas mellan laboratorier för analysering. För att underlätta administrationen implementeras i allt större utsträckning ett flöde av elektroniska remisser och svar mellan dessa laboratorier. CGM ANALYTIX har ett inbyggt stöd för detta, "Lab2Lab", som kan kompletteras med ett tillägg för att ännu mer underlätta logistiken och administrationen av dessa prover.

TILLÄGG – Lab2Lab Externa referensvärden

Det lokala laboratoriet måste normalt hålla sin analyskatalog uppdaterad med referensvärden som gäller för dess underleverantörer, de externa laboratorier. Med Lab2Lab Externa referensvärden kan istället referensvärdena från de externa laboratorier läsas in så att underhållet minimeras.

BESKRIVNING

Vid mottagning av svar från det externa laboratoriet läser funktionen Lab2Lab Externa referensvärden in de referensvärden som skickas med svaren. Dessa presenteras med resultatet där referensvärden från analyskatalogen normalt presenteras.

NYTTAN FÖR CGM ANALYTIX ANVÄNDARNA

Lab2Lab Externa referensvärden tar emot och presenterar referensvärden på ett automatiskt sätt. Detta underlättar för användarna genom att förebygga fel som kan uppstå om de interna referensvärden används och skall underhållas och följa med det externa laboratoriets förändringar av dessa. I och med detta sparas även tid i samband med underhåll av analyskatalogen.

SUPPORT OCH UNDERHÅLL

Om kunden avser använda tillägget Lab2Lab Externa referensvärden skall en årlig support- och underhållsavgift erläggas för funktionen.