

Systemvoraussetzungen

JÄNNER 2025

ANFORDERUNGEN für eine reibungslose Inbetriebnahme Ihrer Ordinationssoftware

| | |
|----------------------------------|--|
| Server oder Client-Server | <p>Microsoft Windows 10 oder 11 Professional (64 bit) inkl. aller Windows Updates</p> <ul style="list-style-type: none"> • mindestens 4 CPU Kerne, 16 GB RAM und 100 GB freien Festplattenspeicher <p>Ab dem Einsatz von 5 Arbeitsplätzen setzen wir einen dedizierten Server mit Microsoft Windows Server 2016/2019/2022 voraus.</p> <p>Für die Funktion und Installation von Fremd- oder Drittsoftware bitte den jeweiligen Anbieter kontaktieren.</p> |
| Arbeitsstationen | <p>Microsoft Windows 10 oder 11 Professional (64 bit) inkl. aller Windows Updates</p> <ul style="list-style-type: none"> • mindestens 4 CPU Kerne, 8 GB RAM und 20 GB Festplattenspeicher |
| Textverarbeitung | MS Office Home & Business (32 bit) |
| Drucker | Wir empfehlen Brother HL 5100DN, DNT, DNNT, MFC-L5700DN oder L5750DW |
| Scanner | <p>Twain-kompatibel</p> <p>Wir empfehlen Scanner Epson Perfection V370, Canon LiDE400, Brother ADS-2400N oder Fujitsu FI 7140 / 7160.</p> |
| Netzwerk | <p>20 Mbit/s Download oder höher, 8 Mbit/s Upload oder höher</p> <p>Wir raten vom Einsatz eines WLAN für die Arztsoftware ab.</p> |
| Internetanschluss | Internetanschluss über Mehrwertdienst im e-card Netz |
| Stationsvariablen | Diese müssen immer alphanumerisch (3 Stellen, nur Großbuchstaben) vergeben werden. |
| Datensicherung | Mindestens 2 externe verschlüsselte Medien. Wir empfehlen Datalocker DL4. |
| Fernwartung | AnyDesk via CGM Remote Server |
| Virenschutz | CGM ENDPOINT PROTECTION |
| Monitore | Mindestens 21 Zoll (Mindestauflösung: 1280x1024 Pixel) |
| Remote Zugriff | CGM MOBILE WORK |
| Befundprovider | C-BOX Postfach von HCS |

CGM Arztsysteme Österreich GmbH

Ricoweg 22 | 2351 Wiener Neudorf | T +43 (0) 50 818-100 | F +43 (0) 50 818-199
 arztsysteme.at@cgm.com | cgm.com/at