



**CompuGroup
Medical**

CGM Oxygen mise à jour 21.3.14

Manuel

Date: 30/06/20

Une nouvelle mise à jour est disponible pour CGM Oxygen, qui comprend des solutions pour les problèmes signalés concernant le supplément pour R60, groupe A2 et le supplément pour la réadaptation multidisciplinaire (pour la condition 101 A, 102 A ou 103 A).

21.3.14.0 inclus les tarifs <https://my.compufit.be/downloads/reva/updates/OxygenUpdate.exe>
21.3.14.0 (version zip) <https://my.compufit.be/downloads/reva/updates/OxygenUpdate.zip>

Tous les changements peuvent être trouvés dans les notes de version. Via leaide > Notes de version ou via le lien suivant : <https://releases.compufit.be/?languageId=fr>

ATTENTION : Si vous travaillez encore avec une version inférieure à 20+, vous devez d'abord prendre les mesures suivantes

Avant de pouvoir installer une version 20 ou supérieure d'Oxygen, avec les modifications légales et la nomenclature demandées, il faut effectuer quelques opérations sur le serveur d'application et les PC clients.

Une fois que ce qui suit a été fait, la mise à jour vers la version 20+ peut être effectuée.

Serveur d'application et clients :

- À partir de la version 20.2.0.0 d'Oxygen, .Net 4.5.2 ou supérieur est requis sur le serveur d'application et les clients.
- Pour que l'éditeur de texte (et d'autres boîtes de texte) pour .Net 4.5.2. ou supérieur fonctionne correctement dans Oxygen, la 'Mise à jour pour Visual C++ 2013 RedistributablePackage' doit être installée sur le serveur d'application et les clients.

Par conséquent, les versions 32 et 64 bits doivent être présentes sur le serveur d'application et les clients :

<https://support.microsoft.com/en-us/help/4032938/update-for-visual-c-2013-redistributable-package>

English - United States x64: <https://aka.ms/highdpimfc2013x64enu>

English - United States x86: <https://aka.ms/highdpimfc2013x86enu>

Par défaut, le traitement de texte est en anglais. Pour activer la traduction (néerlandais ou français), certaines clés doivent être ajoutées dans le registre.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\StrongName\Verification\txtextcontrol.resources,6B83FE9A75CFB63

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\Microsoft\StrongName\Verification\TXSpell.resources,6B83FE9A75CFB638

Vous pouvez également exécuter [TxTextcontrol_translation.reg](#) pour cela.

Après avoir testé la nouvelle version par rapport à votre procédure de test interne, vous pouvez l'installer en production.

Afin de garantir le support pendant la mise à jour de la production, veuillez nous faire savoir quand celle-ci sera effectuée.

[Oxygen Update Manuel](#)