


TIPPS UND TRICKS

zur Einrichtung des Grafischen Befundeditors

Um eine bildliche Befunddokumentation durchzuführen, können Sie sich den Grafischen Befundeditor einrichten.

Rufen Sie hierzu auf der Kommandoebene **IGB** auf.




In der Auswahl **Allgemeine Einstellungen** haben Sie die Möglichkeit eine Grafik zu wählen, die standardmäßig beim Aufruf des Grafischen Befundeditors geöffnet werden soll.

Sie können sich zusätzlich zu den Systemfarben eigene Praxisfarben hinterlegen, in dem Sie den Button **Farbe zuordnen** wählen.

Entscheiden Sie, ob grafische Befunde nachträglich verändert werden dürfen, in dem Sie den Haken setzen oder das Kästchen leer lassen.

Mit einem Klick auf **OK** werden die Einstellungen gespeichert.

Wählen Sie in der Auswahl die **Grafiken** und klicken Sie auf den untenstehenden Button **Neue Grafik**.



Über den Button **Bild importieren** können Sie Bilder in den grafischen Befundeditor laden. Geben Sie bei Bezeichnung den passenden Namen dafür ein.

Im Bereich **Stiftvorgaben** können Sie wählen, ob Sie bei der Befunddokumentation freihandzeichnen möchten oder ob beispielsweise der Pfeil oder die Texteingabe vorgelegt sein soll, und Sie können die Linienstärke, Schriftart- und -größe, sowie die Farben definieren.

Sie können einen **MD-Kommentar** erfassen, der künftig beim Speichern der Dokumentation automatisch in die Medizinischen Daten übernommen wird.

Wählen Sie **OK** und **Beenden**, um die Konfiguration des Grafischen Befundeditors zu speichern.