

TIPPS UND TRICKS

zum Suchen von Patienten mit einer bestimmten Blutgruppe

Wenn Sie in den Patientenstammdaten der Patienten die Blutgruppe hinterlegt haben, können Sie Patienten einer bestimmten Blutgruppe über die Patientenliste filtern.

Rufen Sie hierzu auf der Kommandoebene **PLIST** auf. Wählen Sie über den Button Neu ein leeres Schema aus.

Suchen Sie beispielsweise nach der Blutgruppe AB- tragen Sie bei **Bedingung A** entweder **blutgr=AB-** ein oder wählen Sie das Kürzel über Button **Liste Feldnamen** aus.

Tragen Sie bei der **Logischen Verknüpfung A** ein und bestätigen Sie mit **OK**.

Bezeichnung	Blutgruppe	von	bis
		dynamisch > Startdatum	dynamisch > Enddatum
Bedingungen	A blutgr=AB-	2	
B			
C			
D			
E			
F			
G			
H			
I			
J			
K			
L			
M			
N			
O			
P			

Logische Verknüpfung A 3 Prüfen

Name/Adresse listen
 nur Patienten-Nr. listen
 nur Anzahl listen 4

Groß-/Kleinschreibung berücksichtigen
 Leistungsziffernübergreifend suchen (langsamer)
 Sofortprüfung in Karteikarte
 Abfrageschema speichern

Liste Feldnamen Module 5 OK Abbrechen

Je nach Auswahl, wird Ihnen das Ergebnis entweder als **Name/Adresse**, nur als **Patienten-Nr.** oder nur als **Anzahl** gelistet.