

TIPP UND TRICK

zum schnellen Benutzer- oder Rollenwechsel

Um im Praxisbetrieb einen schnellen Benutzerwechsel am Task durchzuführen, ist kein Taskneustart nötig!




Sie können auf der IP-Ebene einfach ein **+** oder ein **-** eingeben und mit **return** bestätigen.



Der Task wechselt dann in die Anmeldemaske. Dort können Sie den gewünschten Benutzer wählen und sich mit dem dazugehörigen Passwort anmelden.

Möchten Sie die Benutzerrolle wechseln, geben Sie auf der Kommando-Ebene einen **Schrägstrich** ein und bestätigen Sie mit **return**.



Es geht ein Fenster auf, in dem Sie die gewünschte Rolle wählen können. Zum Übernehmen klicken Sie auf den Button **OK**.

