



KARTENTERMINAL- INSTALLATION-GUIDE

So geht's:



1. Öffnen Sie das KoCoBox Service-Tool über Ihr Primärsystem oder mittels Download von cgm.com/ti-support.
2. Wählen Sie den Menüpunkt „Hardware“, um dort den Installations-Assistenten zu starten.
3. Wählen Sie zunächst den Kartenterminal-Hersteller aus und folgen Sie anschließend den Anweisungen des Assistenten. Die Installation wird für jedes Kartenterminal ca. 10-15 Minuten benötigen.
4. Geben Sie im Assistenten Ihre Zugangsdaten für den Konnektor ein, um das Kartenterminal mit dem Konnektor zu verbinden.
5. Nach Abschluss des Installations-Assistenten binden Sie das Kartenterminal in Ihr Primärsystem ein. Hinweise hierzu finden Sie unter www.cgm.com/ti-ehkt.
6. Nach Abschluss der Installation testen Sie nun die Installation der Hardware, indem Sie eine eGK über Ihr Primärsystem einlesen.

CompuGroup Medical Deutschland AG

Geschäftsbereich Telematikinfrastruktur

Maria Trost 21 | 56070 Koblenz

T + 49 (0) 800 551 551 2

cgm.com/ti

Stand: Oktober 2020; V.1.1

Synchronizing Healthcare



CompuGroup
Medical