

IN NUR  
**5 MINUTEN**  
INSTALLIERT!

**CGM TURBOMED**

Arztinformationssystem



## **KURZANLEITUNG**

Anbindung eines  
mobilen Kartenterminals  
an CGM TURBOMED


Synchronizing Healthcare




**CompuGroup  
Medical**

# VORBEREITUNG

Schließen Sie das mobile Kartenterminal per USB an den Rechner an:



Treiberinstallation durchführen.



Sollte der Treiber nicht automatisch installiert werden, führen Sie die Treiberinstallation manuell durch. Das Setup hierfür finden Sie unter: <https://ingenico.de/healthcare/downloads>


Im Gerätemanager des Rechners den COM-Port abfragen.



# EINRICHTUNG INNERHALB VON CGM TURBOMED


## 1 AUFRUF DER GRUNDEINSTELLUNGEN

Nun geht es um die Einrichtung innerhalb von CGM TURBOMED. Dafür müssen zunächst die Grundeinstellungen aufgerufen werden. Rufen Sie die Grundeinstellungen entweder über den Shortcut  $F12 + O + G$  oder über *Hauptmenü -> Sonstiges -> Grundeinstellungen* auf. Danach öffnen sich die Grundeinstellungen von CGM TURBOMED.



## 2 EINSTELLUNGSOPTIONEN DER GRUNDEINSTELLUNGEN

Navigieren Sie zum Punkt „eGK-Leser“. Dieser lässt sich über das „+“ auf der linken Seite aufklappen.




Wählen Sie unter eGK-Lesegeräte „MKT+“ aus. Fügen Sie unter Serielle Schnittstelle die USB COM-Port Nummer ein. Diese wurde im vorherigen Kapitel ausgelesen. In diesem Fall Nr. 6.

**HINWEIS:** Um Felder in den Grundstellungen zu ändern ist ein Doppelklick auf die jeweilige Zeile notwendig.

# eGK-LESEGERÄTE EINSTELLUNGEN

## 1 AUFRUF DER EINSTELLUNGEN

Wenn die Grundeinstellungen abgeschlossen sind, muss das mobile Kartenterminal zu CGM TURBOMED hinzugefügt werden. Öffnen Sie dafür die eGK-Leser Einstellungen. Die Einstellungen können über *Hauptmenü -> Sonstiges -> eGK -> Lesegeräte* aufgerufen werden.




## 2 KARTENTERMINAL HINZUFÜGEN

Es öffnet sich die Maske „Kartenleser“ in CGM TURBOMED.




Um in CGM TURBOMED ein mobiles Kartenterminal hinzuzufügen, muss der Button „Hinzufügen“ angeklickt werden. Anschließend öffnet sich eine Listenansicht. In dieser sind alle unterstützten Kartenterminals hinterlegt. Das gewünschte Kartenterminal, in diesem Fall das ORGA 930M | Ingenco Healthcare, muss mit einem Klick auf den blauen Punkt ausgewählt werden.




### 3 EINSTELLUNGEN DES KARTENTERMINALS

Danach öffnet sich eine erneute Maske mit Einstellungen für das jeweilige Kartenterminal.



Unter „Gerätenummer“ muss ebenfalls die Portnummer eingetragen werden. In diesem Fall „6“. Wenn die Gerätenummer eingetragen ist, kann das Fenster mit dem „OK“ Button verlassen werden.

Anschließend öffnet sich automatisch die Maske „Kartenleser“ erneut. Diesmal ist ein Eintrag für das entsprechende Kartenterminal hinterlegt.




Aktiv	Name	Mandant	Gerätenummer
X	ORGA 930M   Ingeni		6

Falls nur ein Kartenterminal in der Praxis genutzt wird, wird das soeben angelegte Kartenterminal automatisch auf „Aktiv“ gesetzt.

### 4 AKTIVIEREN DES KARTENTERMINALS

Sind mehrere Kartenterminals eingerichtet, muss das Kartenterminal, über das eingelesen werden soll, vorher in der Maske „Kartenleser“ durch Anklicken und den Button „Aktivieren“ aktiviert werden.



Aktiv	Name	Mandant	Gerätenummer
X	ORGA 930M   Ingeni		6

Im Anschluss kann die Maske über einen Klick auf den „OK“ Button verlassen werden.

## **CompuGroup Medical Deutschland AG**

Geschäftsbereich TURBOMED

Maria Trost 23, 56070 Koblenz

T +49 (0) 261 8000-2350

F +49 (0) 261 8000-3365

info@turbomed.de

[cgm.com/turbomed](http://cgm.com/turbomed)

