


# AUFRUF KOCOBBOX-SERVICE-TOOL IN CGM ALBIS

Als Anwender der Telematikinfrastruktur haben Sie in CGM ALBIS die Möglichkeit, eigenständig Aktionen an der KoCoBox MED+ auszuführen. Hierfür wurde das KoCoBox-Service-Tool entwickelt, um heute und in Zukunft das Ausführen von Updates Ihres Konnektors komfortabel und einfach zu gestalten. Starten Sie das Service-Tool vor jedem Update-Prozess, damit es Sie durch das Update führt. Das Tool ist zukunftsfähig gestaltet und verfügt über eine automatische Update-Routine. Hierbei wird bei jedem Start geprüft, ob bereits eine neuere Version vorliegt. Auch alle zukünftigen Konnektor-Updates werden durch dieses Service-Tool unterstützt.

## UM DAS KOCOBBOX-SERVICE-TOOL ZU STARTEN, BEFOLGEN SIE BITTE DIE FOLGENDEN SCHRITTE:

- 1.) Starten Sie CGM ALBIS.
- 2.) Navigieren Sie im Menü **Extern > eGK > KoCo Service Tool**, um die Software zu starten:



Alternativ können Sie es auch direkt in der Menüleiste der Karteikarte aufrufen:

ALBIS Testversion - Version Q4/2018 (18.40.074) - [2 / Eisenreich, Leo / m / 26.05.1963 / Techniker Krankenkasse]

Menüleiste: Patient, Formular, Extern, Abrechnung, Privat, IGeL, Statistik, Stammdaten, Optionen, Ansicht ?

Symbolleiste: [Icons for patient, forms, external, billing, private, IGeL, statistics, master data, options, view, search, help, etc.]

Startet KoCo Service Tool.

Karteikarte | Standard

<b>Pat.-Nr.</b> 2 <b>Geburtsdatum (Alter)</b> 26.05.1963 (55) <b>Name, Vorname, Geschlecht</b> Eisenreich, Leo (m) <b>Straßenadresse</b> Eichendorffstraße 4 56220 Urmitz <b>Tel. :</b> <b>Hausarzt</b> Dr. Med. Basler/0007200 <b>Größe</b> 178.0 <b>Gewicht</b> 88.0 <b>BMI</b> 27.8 <b>Chroniker</b> ja <b>Schwanger</b> -	<b>Status:</b> Mitglied (E-GO), <b>Krankenkasse</b> Techniker Krankenkasse <b>Vers.-ID</b> G285754882 <b>Einlesedatum</b> - <b>Entfernung</b> 5 <b>Zuständiger Arzt</b> Dr. med. Justus ALBIS <b>Gebühr frei</b> -	<b>Dauerdiagnosen:</b> 11.10.2010 Knick-Senk-Spreizfuß, G. {M21.8G} 22.10.2008 Polyzystische Niere nicht näher bezeichnet, G. {Q61.3G} 04.04.2006 Konjunktivitis sicca, G. {H04.8G} 11.07.2006 Hypokaliämie, G. {E87.6G} 04.04.2006 Hypertonie, G. {I11.9G}	<b>Cave!</b> Blutentnahme nur  <b>Dauermedikation:</b> Beloc Zok Herz 23.75m (1/2--1/2-) Delix 2,5mg 100 Tbl. N3 wurde wegen Überemp abgesetzt ]
--	--	--	--

Kontrolltermine: 25.06.2016 Kontrolle | Termine: | Patientengruppe: | Allergien:

Um das Symbol einzublenden, gehen Sie bitte über **Ansicht > Funktionsleiste > Anpassen > Patient**. Bitte wählen Sie das Symbol im Bereich Verfügbare Schaltflächen aus und klicken Sie auf Hinzufügen. Anschließend erscheint das Symbol im Bereich Aktuelle Schaltflächen. Dazu wird es in Ihrer CGM ALBIS-Symbolleiste angezeigt.

Symbolleiste anpassen

Verfügbare Schaltflächen:

- Trennzeichen
- Patient mit Chipkarte such
- Patient mit Chipkarte such
- Patient mit Chipkarte such

Aktuelle Schaltflächen:

- CGM BMP - der Bundesei
- CGM BMP einlesen
- Startet KoCo Service Tool
- Trennzeichen

Buttons: Hinzufügen ->, <- Entfernen, Schließen, Zurücksetzen, Nach oben, Nach unten

## CompuGroup Medical Deutschland AG

Geschäftsbereich ALBIS | Maria Trost 23 | 56070 Koblenz  
 T +49 (0) 261 8000-1600 | F +49 (0) 261 8000-1650  
 info.albis.de@cgm.com | [cgm.com/albis](http://cgm.com/albis)