


AUFRUF KOCOBBOX-SERVICE-TOOL IN CGM TURBOMED

Als Anwender der Telematikinfrastruktur haben Sie in CGM TURBOMED die Möglichkeit, eigenständig Aktionen an der KoCoBox MED+ auszuführen. Hierfür wurde das KoCoBox-Service-Tool entwickelt, um heute und in Zukunft das Ausführen von Updates Ihres Konnektors komfortabel und einfach zu gestalten. Starten Sie das Service-Tool vor jedem Update-Prozess, damit es Sie durch das Update führt. Das Tool ist zukunftsfähig gestaltet und verfügt über eine automatische Update-Routine. Hierbei wird bei jedem Start geprüft, ob bereits eine neuere Version vorliegt. Auch alle zukünftigen Konnektor-Updates werden durch dieses Service-Tool unterstützt.

UM DAS KOCOBBOX-SERVICE-TOOL ZU STARTEN, BEFOLGEN SIE BITTE DIE FOLGENDEN SCHRITTE:

- 1.) Starten Sie CGM TURBOMED.
- 2.) Öffnen Sie über **Hauptmenü -> Sonstiges -> eGK** den Dialog „**eGK-Konfiguration**“



CompuGroup Medical Deutschland AG

Geschäftsbereich TURBOMED

Maria Trost 23 | 56070 Koblenz

T 0800 551 551 2

cgm.com/turbomed

- 3.) Die Software starten Sie mit der Schaltfläche KoCo-Service-Tool:

