

AUFRUF KOCOBBOX-SERVICE-TOOL IN CGM Z1.PRO

Als Anwender der Telematikinfrastruktur haben Sie in CGM Z1.PRO die Möglichkeit, eigenständig Aktionen an der KoCoBox MED+ auszuführen. Hierfür wurde das KoCoBox-Service-Tool entwickelt, um heute und in Zukunft das Ausführen von Updates Ihres Konnektors komfortabel und einfach zu gestalten. Starten Sie das Service-Tool vor jedem Update-Prozess, damit es Sie durch das Update führt. Das Tool ist zukunftsfähig gestaltet und verfügt über eine automatische Update-Routine. Hierbei wird bei jedem Start geprüft, ob bereits eine neuere Version vorliegt. Auch alle zukünftigen Konnektor-Updates werden durch dieses Service-Tool unterstützt.

UM DAS KOCOBBOX-SERVICE-TOOL ZU STARTEN, BEFOLGEN SIE BITTE DIE FOLGENDEN SCHRITTE:

- 1.) Starten Sie CGM Z1.PRO.
- 2.) Öffnen Sie das Fenster Konnektorstatus:

Kartenterminal	Slot	Kartentyp	ICCSN	Inhaber
ORGA6141	1	HBA	80276883580000000013	Werner SonneTEST-ONLY
ORGA6141	2	SMC-B	80276883580000001945	Zahnarztpraxis Werner SonneTEST-ONLY
ORGA6141	3	SMC-B	80276883110000016132	Zahnarztpraxis Prof. Dr. Xavier MüllerTEST
ORGA6141	4	SMC-KT	80276883580000002326	80276883580000002326
Terminal2	1	EGK	80276881026006007001	Aenna te CGM-Gondern
Terminal2	2	SMC-B	80276883580000008949	Praxis Anna LyseTEST-ONLY
Terminal2	3			
Terminal2	4	SMC-KT	80276883580000008380	80276883580000008380
Mobiles Lesegerät				

Telematik-Mandant: 01 - Mandant 1
 PIN SMC-B: verifiziert (0 Vers.)
 Karte gesteckt: 27.11.2018 09:15:23
 Zertifikat gültig bis: 06.03.2020

- 3.) Die Software starten Sie über die Schaltfläche KoCo-Service-Tool:

Inhaber	
80000000013	Werner SonneTEST-ONLY
80000001945	Zahnarztpraxis Werner SonneTEST-ONLY

**CompuGroup Medical
Dentalsysteme GmbH**
 Maria Trost 25 | 56070 Koblenz
 T +49 (0) 261 8000-1900
 F +49 (0) 261 8000-1922
 info@cgm-dentalsysteme.de
cgm-dentalsysteme.de
cgm.com/de