


AUFRUF KOCOBBOX-SERVICE-TOOL IN CGM Z1


Als Anwender der Telematikinfrastruktur haben Sie in CGM Z1 die Möglichkeit, eigenständig Aktionen an der KoCoBox MED+ auszuführen. Hierfür wurde das KoCoBox-Service-Tool entwickelt, um heute und in Zukunft das Ausführen von Updates Ihres Konnektors komfortabel und einfach zu gestalten. Starten Sie das Service-Tool vor jedem Update-Prozess, damit es Sie durch das Update führt. Das Tool ist zukunftsfähig gestaltet und verfügt über eine automatische Update-Routine. Hierbei wird bei jedem Start geprüft, ob bereits eine neuere Version vorliegt. Auch alle zukünftigen Konnektor-Updates werden durch dieses Service-Tool unterstützt.

UM DAS KOCOBBOX-SERVICE-TOOL ZU STARTEN, BEFOLGEN SIE BITTE DIE FOLGENDEN SCHRITTE:

- 1.) Starten Sie CGM Z1.
- 2.) Öffnen Sie das Fenster Konnektorstatus:



- 3.) Die Software starten Sie über die Schaltfläche KoCo-Service-Tool:



**CompuGroup Medical
Dentalsysteme GmbH**
 Maria Trost 25 | 56070 Koblenz
 T +49 (0) 261 8000-1900
 F +49 (0) 261 8000-1922
 info@cgm-dentalsysteme.de
cgm-dentalsysteme.de
cgm.com/de