



INSTALL-GUIDE

FÜR IHR ePA UPGRADE

So geht's:



STEP
01

Öffnen Sie das KoCoBox Service-Tool über Ihre CGM Primärsoftware oder mittels Download von **cgm.com/ti-support**



STEP
02

Wählen Sie den Menüpunkt „Updates und Upgrades“, um dort den Upgrade-Assistenten zu starten.



STEP
03

Geben Sie Ihre Zugangsdaten für den Konnektor ein. Der Upgradeprozess wird ca. 20–30 Minuten benötigen.



STEP
04

Führen Sie das Konnektor-Upgrade aus. Ihre KoCoBox MED+ wird hierdurch zum ePA Konnektor.



STEP
05

Folgen Sie anschließend den Anweisungen des Service-Tools zur Aktualisierung Ihrer E-Health-Kartenterminals. Das Upgrade ist danach abgeschlossen.



STEP
06

Sie haben ein ePA-Modul Ihres Primärsystemanbieters erworben? Dann können Sie dieses nun öffnen und Dokumente der ePA nach der Rechtevergabe durch den Versicherten sektorenspezifisch lesen und verarbeiten.

CompuGroup Medical Deutschland AG
Geschäftsbereich Connectivity
Maria Trost 21 | 56070 Koblenz
T + 49 (0) 800 551 551 2
cgm.com/ti

Stand: Juli 2021; V.2.0

Synchronizing Healthcare



**CompuGroup
Medical**